



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Eppendorf epT.I.P.S.® Reloads, PCR clean, 50 -
1,250 µL, 76 mm, grün, farblose Spitzen, 960 Tips
(10 Trays × 96 Tips)**

**96,40 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Bei epT.I.P.S.®-, dem original Eppendorf "Totally Integrated Pipetting System"-, sind die Spitzen optimal auf die Eppendorf-Pipetten abgestimmt und erfüllen selbstverständlich auch die Anforderungen der EN ISO 8655. Das resultiert in minimalen Aufsteck- und Abwurfkräften bei höchster Dichtigkeit. epT.I.P.S.-Pipettenspitzen können auch mit Pipetten anderer Hersteller verwendet werden. Optimale Benetzungseigenschaften, hohe Transparenz und spezielle, zertifizierte Reinheitsgrade sind der sichtbare Ausdruck unserer Produkt- und Produktionsphilosophie. Die epT.I.P.S. Reloads PCR clean sind hochwertige original Eppendorf-Pipettenspitzen in Nachfüll-Trays und Teil des Nachfüllsystems – box und reload. Die Nachfüll-Trays sind autoklavierbar. Sie sind für Volumina von 10 µL bis 2,5 mL erhältlich.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-0191
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Artikel - USP	Geringere Abfallmenge gegenüber Einweg-Racks Die Nachfüll-Trays sind bei bis zu 121 °C in der Verpackung und ohne Folie für spätere Verwendung autoklavierbar Je nach Spitzengröße sind die Trays im Nachfüllsystem gegeneinander gesteckt oder überein
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	106973878
EAN	4058072405168
Bruttogewicht	1.52
Transporttemperatur	Raumtemperatur
HSNummer	84799070
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	1.36800 kg
Farbe	grün
Material	Polypropylen (PP)
Volumen MAX	1250 µl
Volumen MIN	50 µl
steril	Nein
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84799070
Länge	76 mm
Reinheitsgrad	PCR clean
Verpackungsart Pipettenspitzen (Eppendorf)	Reloads

