



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**Eppendorf epT.I.P.S.® Singles, Biopur®, 50 – 1,000  
µL, 71 mm, blau, farblose Spitzen, 100 Tips,  
einzeln verpackt**

**33,60 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images



## Beschreibung

---

Bei epT.I.P.S.®-, dem original Eppendorf "Totally Integrated Pipetting System"-, sind die Spitzen optimal auf die Eppendorf-Pipetten abgestimmt und erfüllen selbstverständlich auch die Anforderungen der EN ISO 8655. Das resultiert in minimalen Aufsteck- und Abwurfkräften bei höchster Dichtigkeit. epT.I.P.S.-Pipettenspitzen können auch mit Pipetten anderer Hersteller verwendet werden. Optimale Benetzungseigenschaften, hohe Transparenz und spezielle, zertifizierte Reinheitsgrade sind der sichtbare Ausdruck unserer Produkt- und Produktionsphilosophie. epT.I.P.S. Singles sind einzeln verpackte Spitzen in dem umfassendsten Reinheitsgrad Eppendorf Biopur. Diese Spitzen sind für Volumina von 20 µL, 200 µL und 1.000 µL erhältlich.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-0096
Artikel - USP	Eppendorf Biopur-Pipettenspitzen, einzeln verpackt Sicher PCR clean, steril, pyrogen-, ATP- und DNA-frei Zur Verwendung in der Pharma- und Lebensmittelindustrie, Molekularbiologie und Zelltechnologie Chargennummer und Verfallsdatum auf jeder B
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072404499
Bruttogewicht	0.205
HSNummer	84799070
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Nettogewicht	0.18500 kg
Farbe	blau
Material	Polypropylen (PP)
Volumen MAX	1000 µl
Volumen MIN	50 µl
Ursprungsland	Deutschland
steril	Ja
Zolltarifnummer	84799070
Länge	71 mm
Reinheitsgrad	Biopur
Verpackungsart Pipettenspitzen (Eppendorf)	Singles

