



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Eppendorf epT.I.P.S.® Standard, Eppendorf
Quality™, 50 – 1,250 µL L, 103 mm, dunkelgrün,
farblose Spitzen, (4 Beutel × 250 Tips)**

**73,90 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Beim epT.I.P.S.® – dem original Eppendorf "Totally Integrated Pipetting System" – sind die Spitzen optimal auf die Eppendorf-Pipetten abgestimmt und erfüllen selbstverständlich auch die Anforderungen der EN ISO 8655. Das resultiert in minimalen Aufsteck- und Abwurfkräften bei höchster Dichtigkeit. epT.I.P.S.-Pipettenspitzen können auch mit Pipetten anderer Hersteller verwendet werden. Optimale Benetzungseigenschaften, hohe Transparenz und spezielle, zertifizierte Reinheitsgrade sind der sichtbare Ausdruck unserer Produkt- und Produktionsphilosophie. epT.I.P.S. Standard sind hochwertige original Eppendorf-Pipettenspitzen, verpackt in wiederverschließbaren Beuteln. Sie sind für Volumina von 10 µL bis 10 mL erhältlich.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-0074
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Artikel - USP	Original Eppendorf-Pipettenspitzen, verpackt in wiederverschließbaren Beuteln Erhältlich in Größen von 10 µL bis 10 mL im Reinheitsgrad Eppendorf Quality epT.I.P.S. Standard-Spitzen 200 µL, 300 µL und 1.000 µL sind auch mit den Farbcodes gelb und
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	106900730
EAN	4058072404321
Bruttogewicht	1.25
HSNummer	84799070
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Lagertemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Nettogewicht	1.12500 kg
Farbe	dunkelgrün
Material	Polypropylen (PP)
Volumen MAX	1250 µl
Volumen MIN	50 µl
steril	Nein
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.34000 m
Verpackungshöhe	0.19000 m
Verpackungstiefe	0.26000 m
Verpackungsvolumen	17000.00000000 ccm
Zolltarifnummer	84799070
Länge	103 mm
Reinheitsgrad	Eppendorf Quality™

