



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® neoMultiTray Pipettenspitzen 200-1000 µl natur, 16 x 60 St./Pack

**26,53 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

Im neoMultiTray plus, der Vorratspackung, sind die Pipettenspitzen auf Kunststoff-Paletten gesteckt. Zur eindeutigen Volumenidentifizierung sind die neoMultiTrays mit farbigem Rahmen versehen.

Jede Palette kann einzeln entnommen und mit einem leichten Click sicher in die neoMultibox plus (Best.-Nr. 7-3040) eingerastet werden.

Die Pipettenspitzen aus deutscher Produktion sind aus hochwertigem PP, haben einen dichten Sitz durch einen passgenauen Konus, eine exzellente Transparenz sowie eine ausgezeichnete Volumengenauigkeit. Sie passen auf die meisten Standard-Mikroliterpipetten, so z.B. Eppendorf, Gilson, Socorex, Finn, Biohit, neoPette.

Zubehör: neoMultibox plus (Best.-Nr. 7-3040)

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-3043
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072038557
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	1000 µl
Volumen MIN	200 µl
steril	Nein
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Box
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Nachfüllpackung, stapelbar
Verpackungseinheiten Spitzen	16 x 60
Modell Pipettenspitze	neoLab neoMultiTray Tips
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Eppendorf Gilson Brand Thermo Scientific neoLab

