



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Pipettierhelfer, Easypet 3 inklNetzteil, Wand-halter, Ablageständer, 2 Membranfilter 0,45µm (unsteril)

**544,00 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Eppendorf Easypet® 3, inkl. Netzteil, Wandhalter, Ablageständer, 2 Membranfilter 0,45 µm, 0.1 – 100 mL Erleben Sie mit der Eppendorf Easypet® 3 eine neue Dimension der elektronischen Pipettierung. Modernste technologische Entwicklungen ermöglichen Ihnen volle Geschwindigkeitskontrolle und zugleich höchste Präzision. Bei der Entwicklung der leichten, ergonomischen Easypet 3 wurde insbesondere darauf geachtet, dass sie bequem in der Hand liegt und sich für ermüdungsfreies Pipettieren ihrer Form anpasst. Intuitive und bequeme Geschwindigkeitseinstellung ganz einfach per Fingerdruck Leichtes, ergonomisches Design für ermüdungsfreies Pipettieren Gut ablesbare, beleuchtete LED-Anzeige der Akku-Restlaufzeit für hohe Verlässlichkeit Lithium-Polymer-Akku für langes, kabelfreies Arbeiten Stufenlose Einstellung der Pumpengeschwindigkeit Weiterarbeiten während des Aufladens möglich Autoklavierbarer Pipettenadapter für sterile Anwendungen Aufnahmekonus mit Schnellkupplung erleichtert das Auswechseln der Membranfilter

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1007
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072171469
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	grau
geeignet für	Messpipetten
Pipettierhelfer Eigenschaften	mit Ladestation Membranfilter 0.45µm
Energieversorgung	Netzteil
Funktionsweise	elektronisch
Typ Pipettierhilfe	elektrisch
für Pipetten mit Volumen	bis 100 ml

