



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hirschmann® Pipetus® für Pipetten 0,1 – 200 ml

490,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Akkubetriebene Pipettierhilfe für Pipetten von 0,1 bis 200 ml.

Sicher, handlich und netzunabhängig, ohne störendes Kabel.

Mit intelligenter Ladetechnik und einem Display, auf dem die gewählten Voreinstellungen sowie die Akku-Kapazität angezeigt werden.

- ergonomisches Leichtgewicht, nur 220 g
- Ex-/Blow out-Umschaltung für volumengenaueres Pipettieren mit Ex- und Blow-out-Pipetten
- modernste Ladetechnik, Induktivladung in Park- und Ladestation (serienmäßig)
- ständige Akku-Überwachung durch Microcontroller, kein Memory-Effekt
- Color-Display zur Anzeige der Akkukapazität, der Speedvorwahl und der gewählten Einstellung Ex oder Blow out
- bis zu 1 Woche Power
- feinfühligere Meniskuseinstellung durch Ventiltechnik
- PTFE-Membranfilter 0,2 µm in Pipettenhalter integriert
- Sicherheitsventil verhindert das Eindringen von Flüssigkeit ins Gerät

Lieferumfang:

- Wandhalter
- Steckdosen-Ladegerät und Induktiv-Ladestation
- 2 Steril-Rundfilter
- 1 Sicherheitsventil als Ersatz

Zubehör: Pipettenhalter komplett (Best.-Nr. 3-9910)

Sterilfilterset (Best.-Nr. 3-9911)

Silikon-Adapter (Best.-Nr. 3-9912)

Sicherheitsventil (Best.-Nr. 3-9913)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	NH-1736
Hersteller (Marke)	Hirschmann
alte neoLab ArtikelNr.	3-9909
EAN	4058072336837
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Material	Polyamid (PA. unspezifisch)
geeignet für	Messpipetten Vollpipetten
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	grafisches Display
Gewicht	220 g
Pipettierhelfer Eigenschaften	mit Membranfilter mit Ladestation
Anzahl Kanäle	1
Energieversorgung	Stromnetz Akku
Anzahl Geschwindigkeitsstufen	stufenlos
Funktionsweise	elektronisch
für Pipetten mit Volumen	0.1 bis 200 ml
Ersatzteil	NH-1712 NH-1703 NH-1704

