



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Brand Pipettierhilfe, für Mikropipetten intraEND, PET-Rohr, SI-Adapter, TPE-Saugbalg

21,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Für Mikropipetten BLAUBRAND® intraEND > 1µl. Bestehend aus PET-Kunststoffrohr, Silikon Adapter und TPE Saugbalg mit Belüftungsloch.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-1908
Hersteller (Marke)	Brand
EAN	4058072211530
Bruttogewicht	0.0215
HSNummer	39269097
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.01700 kg
Ursprungsland	China
Verpackungsbreite	0.05500 m
Verpackungshöhe	0.03000 m
Verpackungstiefe	0.09500 m
Verpackungsvolumen	156.75000000 ccm
Zolltarifnummer	39269097

