



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## Thermo Scientific S1 Pipettierhilfe

**560,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images

---

## Beschreibung

---

S1 Pipettierhilfe Die Thermo Scientific™ S1 Pipettierhilfe ist eine leichte, kabellose Pipettierhilfe, die längeres und ermüdungsfreies Pipettieren ermöglicht—zur Verwendung mit graduierten und volumetrischen serologischen Pipetten aus Glas oder Kunststoff. Stromstärke: 0.2A Akkutyp: Lithium-Ionen Elektrische Anforderungen: 100 bis 240 V, 50/60 Hz Filtertyp: 0.45 Mikron Standard Zur Verwendung mit (Geräte): Alle bekannten Marken an serologischen Pipetten aus Glas oder Kunststoff, 1 bis 100 ml Frequenz: 50/60 Hz Enthält: S1 Pipettierhilfe, Universalladegerät, Tischständer, Halter für Wandmontage, 1 ml-Pipettenablage, Bedienungsanleitung und Garantiekarte Aufladezeit: 3 Stunden Spannung: 100 bis 240 V Gewährleistung: 2 Jahre bei Registrierung auf unserer Webseite Abgabegeschwindigkeit: 8 (und Dispensieren mittels Schwerkraft) Zur Verwendung mit: Serologische Pipette aus graduiertem und volumetrischem Glas, serologische Pipette aus graduiertem und volumetrischem Kunststoff Volumen (metrisch): 1 bis 100 ml Unit Size: Each

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	PO-0465
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
EAN	4066292158368
Bruttogewicht	0.93
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Ursprungsland	China
Verpackungsvolumen	0.00600000 ccm
Zolltarifnummer	84798997

