



Thermo Scientific S1 Pipettierhilfe

Artikelbilder

Beschreibung

S1 Pipettierhilfe Die Thermo Scientific™ S1 Pipettierhilfe ist eine leichte, kabellose Pipettierhilfe, die längeres und ermüdungsfreies Pipettieren ermöglicht—zur Verwendung mit graduierten und volumetrischen serologischen Pipetten aus Glas oder Kunststoff. Stromstärke: 0.2 A Akkutyp: Lithium-Ionen Elektrische Anforderungen: 100 bis 240 V 50/60 Hz Filtertyp: 0.45 Mikrometer, Standard Zur Verwendung mit (Geräte): Serologische Pipetten aus Glas oder Kunststoff aller großen Marken, 1 bis 100 ml Frequenz: 50/60 Hz Enthält: S1 Pipettierhilfe, Universalladegerät, Tischständer, Halter für Wandmontage, 1 ml-Pipettenablage, Bedienungsanleitung und Garantiekarte Aufladezeit: 3 Stunden Spannung: 100 bis 240 V Gewährleistung: 2 Jahre mit Web-Registrierung Abgabegeschwindigkeit: 8 (+ Dispensieren mittels Schwerkraft) Zur Verwendung mit: Serologische Pipette aus graduiertem und volumetrischem Glas, serologische Pipette aus graduiertem und volumetrischem Kunststoff Volumen (metrisch): 1 bis 100 ml Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------|-------------------|
| Art.-Nr. | PO-0474 |
| Hersteller (Marke) | Thermo Scientific |
| EAN | 4066292158450 |
| Bruttogewicht | 0.928 |
| Farbe | blau |
| Ursprungsland | China |
| Verpackungsvolumen | 0.00600000 ccm |
| Zolltarifnummer | 84798997 |

