



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific S1 Pipettierhilfe

560,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

S1 Pipettierhilfe Die Thermo Scientific™ S1 Pipettierhilfe ist eine leichte, kabellose Pipettierhilfe, die längeres und ermüdungsfreies Pipettieren ermöglicht—zur Verwendung mit graduierten und volumetrischen serologischen Pipetten aus Glas oder Kunststoff. Akkutyp: Lithium-Ionen Abgabegeschwindigkeit: 8 (+ Dispensieren mittels Schwerkraft) Zur Verwendung mit: Serologische Pipette aus graduiertem und volumetrischem Glas, serologische Pipette aus graduiertem und volumetrischem Kunststoff Volumen (metrisch): 1 bis 100 ml Filtertyp: 0.45 Mikrometer, Standard Zur Verwendung mit (Geräte): Alle bekannten Marken an serologischen Pipetten aus Glas oder Kunststoff, 1 bis 100 ml Enthält: S1 Pipettierhilfe, Universalladegerät, Tischständer, Halter für Wandmontage, 1 ml-Pipettenablage, Bedienungsanleitung und Garantiekarte Aufladezeit: 3 Stunden Gewährleistung: 2 Jahre mit Web-Registrierung Elektrische Anforderungen: 100 bis 240 V 50/60 Hz Spannung: 100 bis 240 V Stromstärke: 0.2 A Frequenz: 50/60 Hz Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	PO-0475
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
EAN	4066292158467
Bruttogewicht	0.93
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	rot
Ursprungsland	China
Verpackungsvolumen	0.00600000 ccm
Zolltarifnummer	84798997

