

neoLabLine Pipettierhelfer neoPipetta, pink, für Pipetten bis 100 ml, inkl. Akku PDF



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neoLabLine Pipettierhelfer neoPipetta, pink, für Pipetten bis 100 ml, inkl. Akku

149,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

neoLabLine **Pipettierhelfer neoPipetta**, pink, für Pipetten bis 100 ml, inkl. Akku und Ladestation

Mit dem neuen Pipettierhelfer neoPipettor haben Sie das Pipettieren sicher im Griff. Komfortables Arbeiten mit Glas oder Kunststoffpipetten von 0,1 ml bis 100 ml Volumen. Austauschbare Membranfilter 0,45 µm zur Minimierung des Risikos von Kontaminationen. Die Geschwindigkeit für die Flüssigkeitsaufnahme und -abgabe lässt sich stufenlos einstellen.

Sonderedition neoPipetta in pink!

- Ergonomisch geformter Griff mit leichtgängigen Bedienungsknöpfen
- Komfortables und müheloses Pipettieren
- Geringes Gewicht nur 200 g
- Stufenlose Bedienungsknöpfe für präzises und kontrolliertes Pipettieren
- Modernes Design
- Schnurloses Arbeiten (8 Stunden ohne Aufladen)
- Schnelle Wiederaufladezeit innerhalb 2-3 Stunden
- Leiser Hochleistungsmotor
- Stufenlose Einstellung der Geschwindigkeit
- Weicher geriffelter Silikonadapter zur einfachen Aufnahme der Pipetten

Lieferumfang:

- Ladegerät
- Tischständer
- Lithium-Ionen-Akku

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	D-6019N
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072981235
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein

