



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Einmal-8-Kanal-Transferpipette, unsteril, 25 St./Pack

108,20 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Einmal-8-Kanal-Transferpipette

Schnell und einfach können mit der einzigartigen 8fach-Einmal-Transferpipette Mikrotiterplatten gewaschen oder Medien transferiert werden.

Ohne Gebrauch von Pipettenspitzen oder Pipettoren können einfachste Pipettierungen vorgenommen werden.

Probenentnahme oder Befüllen von Mikrotiterplatten ohne großen Aufwand.

Pro Kanal können 600µl pipettiert werden.

Unsteril.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-4900
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072041281
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (kristallklar)
Material	Low-Density-Polyethylen (LDPE)
Volumen	0.6 ml
geeignet für	Mikrotiterplatten
Anzahl Kanäle	8
Funktionsweise	mechanisch

