











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : DE 143 450 657



Brand macro-Pipettierhelfer, bis 200 ml, grau

62,35 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images





Beschreibung

Mechanischer Pipettierhelfer für Voll- und Messpipetten von 0,1 bis 200 ml.

Einfache Bedienung über Einhand-Funktionselemente.

Geringes Gewicht von 106 g.

Ideal auch für ungeübte Anwender.

Ein hydrophober Membranfilter schützt vor eindringender Flüssigkeit.

Komplett autoklavierbar bis 121°C.

Zubehör: Ersatz-Membranfilter 3 µm (Best.-Nr. 1-2601)

Ersatz-Saugbalg (Best.-Nr. 1-2602) Ersatz-Ventilsystem (Best.-Nr. 1-2603)

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	BN-0675
Hersteller (Marke)	Brand
alte neoLab ArtikelNr.	1-2600
EAN	4058072167783
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	grau
Material	Polyamid (PA. unspezifisch)
geeignet für	Messpipetten Vollpipetten
Pipettierhelfer Eigenschaften	mit Membranfilter
Anzahl Kanäle	1
Funktionsweise	mechanisch
für Pipetten mit Volumen	0.1 bis 200 ml
Ersatzteil	BN-0671 BN-0680 BN-0673

