




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Brand macro-Pipettierhelfer, bis 200 ml, grün

62,35 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Mechanischer Pipettierhelfer für Voll- und Messpipetten von 0,1 bis 200 ml.

Einfache Bedienung über Einhand-Funktionselemente.

Geringes Gewicht von 106 g.

Ideal auch für ungeübte Anwender.

Ein hydrophober Membranfilter schützt vor eindringender Flüssigkeit.

Komplett autoklavierbar bis 121°C.

Zubehör: Ersatz-Membranfilter 3 µm (Best.-Nr. 1-2601)

Ersatz-Saugbalg (Best.-Nr. 1-2602)

Ersatz-Ventilsystem (Best.-Nr. 1-2603)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-0676
Hersteller (Marke)	Brand
alte neoLab ArtikelNr.	1-2609
EAN	4058072034801
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	grün
Material	Polyamid (PA. unspezifisch)
geeignet für	Messpipetten Vollpipetten
Pipettierhelfer Eigenschaften	mit Membranfilter
Anzahl Kanäle	1
Funktionsweise	mechanisch
für Pipetten mit Volumen	0.1 bis 200 ml
Ersatzteil	BN-0671 BN-0680 BN-0673

