



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Brand macro-Pipettierhelfer, bis 200 ml, blau

**62,35 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Mechanischer Pipettierhelfer für Voll- und Messpipetten von 0,1 bis 200 ml.

Einfache Bedienung über Einhand-Funktionselemente.

Geringes Gewicht von 106 g.

Ideal auch für ungeübte Anwender.

Ein hydrophober Membranfilter schützt vor eindringender Flüssigkeit.

**Komplett autoklavierbar bis 121°C.**

Zubehör: Ersatz-Membranfilter 3 µm (Best.-Nr. 1-2601)

Ersatz-Saugbalg (Best.-Nr. 1-2602)

Ersatz-Ventilsystem (Best.-Nr. 1-2603)

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	BN-0677
Hersteller (Marke)	Brand
alte neoLab ArtikelNr.	1-2606
EAN	4058072167844
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	blau
Material	Polyamid (PA. unspezifisch)
geeignet für	Messpipetten Vollpipetten
Pipettierhelfer Eigenschaften	mit Membranfilter
Anzahl Kanäle	1
Ersatzteil	BN-0671 BN-0680 BN-0673
Funktionsweise	mechanisch
für Pipetten mit Volumen	0.1 bis 200 ml

