



neolab Migge GmbH

Rischerstr. 7-9

69123 Heidelberg

Deutschland

+49 (0)6221 / 8442-44

<https://www.neolab.de>

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:

DE 143 450 657



Brand macro-Pipettierhelfer, bis 200 ml, magenta

62,35 €

zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Mechanischer Pipettierhelfer für Voll- und Messpipetten von 0,1 bis 200 ml.

Einfache Bedienung über Einhand-Funktionselemente.

Geringes Gewicht von 106 g.

Ideal auch für ungeübte Anwender.

Ein hydrophober Membranfilter schützt vor eindringender Flüssigkeit.

Komplett autoklavierbar bis 121°C.

Zubehör: Ersatz-Membranfilter 3 µm (Best.-Nr. 1-2601)

Ersatz-Saugbalg (Best.-Nr. 1-2602)

Ersatz-Ventilsystem (Best.-Nr. 1-2603)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-0678
Hersteller (Marke)	Brand
alte neoLab ArtikelNr.	1-2608
EAN	4058072167820
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	rosa
Material	Polyamid (PA. unspezifisch)
geeignet für	Messpipetten Vollpipetten
Pipettierhelfer Eigenschaften	mit Membranfilter
Anzahl Kanäle	1
Funktionsweise	mechanisch
für Pipetten mit Volumen	0.1 bis 200 ml
Ersatzteil	BN-0671 BN-0680 BN-0673

