



neoLabLine Handgriff einzeln

Artikelbilder



Beschreibung

Handgriff

Ergonomisch geformt mit druckempfindlichem Regulierknopf.
Mit Schnellkupplung zum einfachen Austauschen der verschiedenen Adapter.
Farbe: blau
Material: POM

Zubehör für Handgriff-Set im Ständer (Best.-Nr. 7-0244)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0208
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072027728
steril	Nein
Material Griff	Polyoxymethylen (POM)

