



Vitlab Pipettierhilfe grün, 10 ml

Artikelbilder



Beschreibung

Eignet sich besonders für Pipetten, die bis in die Spitze kalibriert sind.

- ansaugen des Mediums durch Drehung eines Rändelrädchens
- Schnellentleerung durch Druck auf einen kleinen Hebel
- weicher, elastischer Flansch mit Gewindemanschette zur sicheren Befestigung der Pipetten
- leicht zu demontieren und zu reinigen
- Größen nach Farben codiert

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LV-0492
Hersteller (Marke)	Vitlab
alte neoLab ArtikelNr.	6-2301
EAN	4058072292744
Farbe	grün
Material	Polypropylen (PP)
geeignet für	Messpipetten Vollpipetten
Anzahl Kanäle	1
Funktionsweise	mechanisch
für Pipetten mit Volumen	bis 10 ml

