




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Vitlab Pipettierhilfe grün, 10 ml

19,42 € Ab
17,65 €
**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Eignet sich besonders für Pipetten, die bis in die Spitze kalibriert sind.

- ansaugen des Mediums durch Drehung eines Rändelrädchens
- Schnellentleerung durch Druck auf einen kleinen Hebel
- weicher, elastischer Flansch mit Gewindemanschette zur sicheren Befestigung der Pipetten
- leicht zu demontieren und zu reinigen
- Größen nach Farben codiert

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LV-0492
Hersteller (Marke)	Vitlab
alte neoLab ArtikelNr.	6-2301
EAN	4058072292744
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	grün
Material	Polypropylen (PP)
geeignet für	Messpipetten Vollpipetten
Anzahl Kanäle	1
Funktionsweise	mechanisch
für Pipetten mit Volumen	bis 10 ml

