




## neolab® Sicherheits-Pipettierball Flip, blau

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

Weiterentwicklung des bekannten Peleus-Pipettierballs in verschiedenen Farben.  
Eine Standardausführung für fast alle Pipettengrößen.

- einfache Handhabung
- kräftiges Saugvermögen

Es sind nur noch 2 Ventile zu betätigen.  
Innenreinigung durch Entnahme des Automatik-Ventils.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	3-1103
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072012298
Farbe	blau
Material	Kautschuk. natur
Anzahl Ventile / Hähne	2

