



neolab[®] Sicherheits-Pipettierball Flip, rot

Artikelbilder



Beschreibung

Weiterentwicklung des bekannten Peleus-Pipettierballs in verschiedenen Farben.
Eine Standardausführung für fast alle Pipettengrößen.

- einfache Handhabung
- kräftiges Saugvermögen

Es sind nur noch 2 Ventile zu betätigen.

Innenreinigung durch Entnahme des Automatik-Ventils.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	3-1105
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072012311
Farbe	rot
Material	Kautschuk. natur
Anzahl Ventile / Hähne	2

