



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Deutsch & Neumann Pipettierball Peleus mit 3 Ventilen für Pipetten bis 10 ml

7,06 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Der Klassiker unter den Pipettierbällen!

Pipettierball aus Naturkautschuk.
Robust, leicht zu bedienen, saugstark.

Ausgestattet mit 3 Ventilen:

Ventil A: Luft abblasen

Ventil S: Flüssigkeit ansaugen

Ventil E: Flüssigkeit abgeben (freier Ablauf)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	NM-0598
Hersteller (Marke)	Deutsch & Neumann
alte neoLab ArtikelNr.	3-1488
EAN	4058072337759
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	rot
Material	Kautschuk. natur
Anzahl Ventile / Hähne	3
für Pipetten mit Volumen	bis 10 ml

