











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : DE 143 450 657



Deutsch & Neumann Pipettierball Peleus mit 3 Ventilen für Pipetten bis 100 ml

7,34 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Der Klassiker unter den Pipettierbällen!

Pipettierball aus Naturkautschuk. Robust, leicht zu bedienen, saugstark.

Ausgestattet mit 3 Ventilen:

Ventil A: Luft abblasen

Ventil S: Flüssigkeit ansaugen

Ventil E: Flüssigkeit abgeben (freier Ablauf)

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	NM-0599
Hersteller (Marke)	Deutsch & Neumann
alte neoLab ArtikelNr.	3-1489
EAN	4058072337766
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	rot
Material	Kautschuk. natur
Anzahl Ventile / Hähne	3
für Pipetten mit Volumen	bis 100 ml

