



Hirschmann[®] Sicherheits-Pipettierball Standard, Modell Standard

Artikelbilder



Beschreibung

Sicherheits-Pipettierball Modell Standard aus Naturkautschuk. Für Voll- und Messpipetten universell einsetzbar. Bis zu einem Volumen von 10 ml, 3 Arbeitspunkte.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	NH-1741
Hersteller (Marke)	Hirschmann
EAN	4058072172916
Bruttogewicht	0.048
Hersteller EAN	4049338027026
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.04400 kg
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.07000 m
Verpackungshöhe	0.07000 m
Verpackungstiefe	0.15000 m
Verpackungsvolumen	0.00073500 ccm
Zolltarifnummer	40149000

