



## Bürkle Sicherheits-Pipettierball, blau, Pipetten bis 100ml

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Peleusball, einfacher Pipettierhelfer. Die Evakuierung erfolgt durch ein Automatik-Ventil. Durch Drücken auf die Ventile wird die Flüssigkeit angesaugt, abgelassen oder ausgeblasen. Das herausnehmbare Automatik-Ventil ermöglicht außerdem eine effektive Innenreinigung. Für alle Pipetten bis 100 ml In verschiedenen Farben erhältlich

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	KL-1270
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Bürkle
VGKL Nummer	100475405
EAN	4058072271824
Nettogewicht	0.04850 kg
Ursprungsland	Deutschland
steril	Nein
Zolltarifnummer	40149000

