



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Howorka-Pipettierball 20 ml, autoklavierbar

**22,30 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Universell einsetzbares Labor-Hilfsgerät.

Speziell konstruierte Öffnung für sofortige Dichtwirkung bei allen gängigen Rohrdurchmessern.

Keine unnötigen Ventile, störenden Luftpolster oder starre Verbindungen.

- ansaugen und Ausblasen von Pipetten, Büretten, Kapillaren
- pipettieren und Filtrieren von organischen Lösungsmitteln und dickflüssigen Substanzen  
Problemlos zu reinigen, autoklavierbar.  
Von der Berufsgenossenschaft als "Sicheres Arbeitsschutzgerät" empfohlen.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	3-1100
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072012267
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Schwarz
Material	Kautschuk. natur
Volumen	20 ml
Anzahl Ventile / Hähne	0

