



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Howorka-Pipettierball 50 ml, autoklavierbar

25,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Universell einsetzbares Labor-Hilfsgerät.

Speziell konstruierte Öffnung für sofortige Dichtwirkung bei allen gängigen Rohrdurchmessern.

Keine unnötigen Ventile, störenden Luftpolster oder starre Verbindungen.

- ansaugen und Ausblasen von Pipetten, Büretten, Kapillaren
- pipettieren und Filtrieren von organischen Lösungsmitteln und dickflüssigen Substanzen
Problemlos zu reinigen, autoklavierbar.
Von der Berufsgenossenschaft als "Sicheres Arbeitsschutzgerät" empfohlen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	3-1101
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072012274
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Schwarz
Material	Kautschuk. natur
Volumen	50 ml
Anzahl Ventile / Hähne	0

