



neolab[®] Vaccu-Pette/96 für Mikrotiterplatten

Artikelbilder



Beschreibung

96-Kanal-Pipette für Mikrotiterplatten.

In einem Arbeitsgang werden innerhalb weniger Sekunden alle 96 Vertiefungen einer Platte befüllt.

- max. Volumen 35 ml
- aus Polycarbonat, autoklavierbar bis 180°C
- wieder verwendbar
- transparent
- Lieferumfang komplett mit Kunststoff-Spritze 35 ml

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-8105
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072009991
Farbe	transparent (kristallklar)
Material	Polycarbonat (PC)
Volumen	35 ml
geeignet für	Mikrotiterplatten
Anzahl Kanäle	96
Funktionsweise	mechanisch

