



neoLab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neoLab® Handoperator-Set im Ständer

**310,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



# Beschreibung

---

Das neoVAQ-Handgriff-Set für Absaugvorrichtungen ist samt praktischem Ständer und unterschiedlichen Aufsätzen der ideale Helfer für alle Absaugprobleme in der Zellkultur.

Ergonomisch geformter Handgriff mit druckempfindlichem Regulierknopf.

Einfaches und schnelles Austauschen der Adapter mittels Schnellkupplung am Handgriff.

## Highlights

- multifunktionell einsetzbar
- Adapter für unterschiedliche Anwendungen
- autoklavierbar, außer dem Rack
- Material: POM & Edelstahl (Aufsätze & Handgriff)
- Ständer aus ABS
- Vakuum Ein-/Aus Schalter
- an verschiedene Vakuumquellen anschließbar
- auf Laborgefäße & Zellkulturprodukte (z.B. Mikrotiterplatten) abgestimmt

## Lieferumfang:

Handgriff, Farbe leicht blau

1-Kanal Tip Aufsatz für Pipettenspitzen oder Serologische Pipetten

1-Kanal Edelstahl Aufsatz 40 mm lang

1-Kanal Edelstahl Aufsatz 80 mm lang

8-Kanal Edelstahl Aufsatz 40 mm lang

8-Kanal Tip Aufsatz mit Abwurf für Pipettenspitzen

1-Kanal-Spitzenadapter mit Abwerfer

1-Kanal-Spitzenadapter (150 mm)

Ständer (ABS), nicht autoklavierbar