



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Ausstattungspaket Option 3: 500/20 x Edelstahl-Einschub 5x5 + 500 Boxen 136x136x53 mm

**Preis auf
Anfrage**

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images

Beschreibung

Thermo Freezer Aktion 2022 – Aktionsartikel

Das **Ausstattungspaket Option 3** besteht aus 20 hochwertigen Edelstahlanschüben und 500 neoLabLine Kryoboxen. Damit statten Sie einfach und bequem Ihren Thermo Ultratiefkühlschrank der Serie HDE oder TSX komplett aus.

Die neue **neoLabLine® Kryobox (2-2700)** besticht nicht nur durch ihr neues Design, sondern ist zusätzlich aus kältebeständigem – beschichtetem Karton gefertigt. Somit ist diese Kartonbox zur Probenlagerung bei Tiefsttemperaturen von bis zu -86 °C bestens geeignet. Durch die Nutzung unterschiedlicher Raster kann die Kryobox auch flexibel als Aufbewahrungsbox in Ihrem Labor eingesetzt werden. Der Stülpedeckel hat an der Stirnseite ein praktisches Beschriftungsfeld zur einfachen Identifikation der Box oder des Inhalts. Abmessungen Box: 136×136×50 mm (LxBxH)

Der hochwertige **Cryomaster® Edelstahl-Schrankeinschub (DK-1307)** ist perfekt für die neoLabLine® Kryobox geeignet. Der Einschub fasst insgesamt 25 Kryoboxen. Diese werden 5 in der Höhe und 5 in der Tiefe angeordnet. Seine hochwertige Verarbeitung – Made in Germany, garantiert eine sichere und langlebige Nutzung!

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	DK-1497
Hersteller (Marke)	neoLab
Transporttemperatur	Raumtemperatur
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer
Typ Einschub	Schrankgestelle für 50er Boxen

