



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Cryomaster® Schrankgestell schmal für 4 Kryoboxen 136x136x275mm

168,80 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Abbildung ähnlich

Beschreibung

Die **Cryomaster® Schrankgestelle** zur Probenlagerung in Tiefkühlschränken.

Eine präzise Fertigung aus hochwertigem Edelstahl ermöglicht eine optimale Platzausnutzung bei maximaler Stabilität in Ihrem Freezer. Auf Vorder- und Rückseite des Schrankgestells befindet sich jeweils ein praktischer Klappgriff zur einfachen Entnahme.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	4-6207
Hersteller (Marke)	Cryomaster
EAN	4058072157753
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Breite	139 mm
Höhe	279 mm
Länge	569 mm
Tiefe	569 mm
Anzahl Fächer in der Höhe	1
Anzahl Fächer in der Länge	4
Typ Einschub	Schrankgestelle für 50er Boxen
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer Gefrierschrank/ -truhe Kühlschrank

