











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer :


DE 143 450 657



Cryomaster® Schrankgestell für 25 Kryoboxen 136x136x53 mm

189,90 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Die **Cryomaster® Schrankgestelle** zur Probenlagerung in Tiefkühlschränken.

Eine präzise Fertigung aus hochwertigem Edelstahl ermöglicht eine optimale Platzausnutzung bei maximaler Stabilität in Ihrem Freezer. Auf Vorder- und Rückseite des Schrankgestells befindet sich jeweils ein praktischer Klappgriff zur einfachen Entnahme.

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	4-6213
Hersteller (Marke)	Cryomaster
EAN	4058072157807
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Breite	139 mm
Höhe	279 mm
Länge	700 mm
Tiefe	700 mm
Anzahl Fächer in der Höhe	5
Anzahl Fächerin der Länge	5
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer Gefrierschrank/ - truhe Kühlschrank
Typ Einschub	Schrankeinschübe für 50er Boxen

