



Cryomaster[®] Schrankkasten Außenmaße BxTxH=278x685x279 mm

Artikelbilder



Beschreibung

Der Cryomaster **Schrankkasten** ist eine Alternative zu den sonst üblichen Schrankeinschüben oder Gestellen. Er dient zur Lagerung von Proben oder Aufbewahrungsbehältern in unterschiedlichen Größen.

Geeignet zur Verwendung in Kühl- oder Tiefkühlschränken.

Eine breite Griffkante an der Vorderseite ermöglicht eine einfache Entnahme des Kastens.

Der Kasten ist auf 3 Seiten geschlossen; der Zugriff ist über die offene Oberseite möglich.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	4-6240
Hersteller (Marke)	Cryomaster
EAN	4058072191658
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Breite	278 mm
Höhe	279 mm
Länge	685 mm
Tiefe	685 mm
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer Gefrierschrank/ -truhe Kühlschrank
Typ Einschub	Schrankkästen

