



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Cryomaster® Schrankkasten Außenmaße BxTxH=278x685x279 mm

233,50 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Der Cryomaster **Schrankkasten** ist eine Alternative zu den sonst üblichen Schrankeinschüben oder Gestellen. Er dient zur Lagerung von Proben oder Aufbewahrungsbehältern in unterschiedlichen Größen. Geeignet zur Verwendung in Kühl- oder Tiefkühlschränken. Eine breite Griffkante an der Vorderseite ermöglicht eine einfache Entnahme des Kastens. Der Kasten ist auf 3 Seiten geschlossen; der Zugriff ist über die offene Oberseite möglich.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	4-6240
Hersteller (Marke)	Cryomaster
EAN	4058072191658
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Breite	278 mm
Höhe	279 mm
Länge	685 mm
Tiefe	685 mm
Typ Einschub	Schrankkästen
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer Gefrierschrank/ -truhe Kühlschrank

