




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Cryomaster® Schrankkasten Außenmaße BxTxH=139x705x224 mm

197,80 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Der Cryomaster **Schrankkasten** ist eine Alternative zu den sonst üblichen Schrankeinschüben oder Gestellen. Er dient zur Lagerung von Proben oder Aufbewahrungsbehältern in unterschiedlichen Größen. Geeignet zur Verwendung in Kühl- oder Tiefkühlschränken. Eine breite Griffkante an der Vorderseite ermöglicht eine einfache Entnahme des Kastens. Der Kasten ist auf 3 Seiten geschlossen; der Zugriff ist über die offene Oberseite möglich.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	4-6253
Hersteller (Marke)	Cryomaster
EAN	4058072191788
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Breite	139 mm
Höhe	224 mm
Länge	705 mm
Tiefe	705 mm
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer Gefrierschrank/ -truhe Kühlschrank
Typ Einschub	Schrankkästen

