

Cryomaster® Schrankkasten Außenmaße BxTxH=278x705x224 mm

Artikelbilder

neoLab

Beschreibung

Der Cryomaster Schrankkasten ist eine Alternative zu den sonst üblichen Schrankeinschüben oder Gestellen.

Er dient zur Lagerung von Proben oder Aufbewahrungsbehältern in unterschiedlichen Größen.

Geeignet zur Verwendung in Kühl- oder Tiefkühlschränken.

Eine breite Griffkante an der Vorderseite ermöglicht eine einfache Entnahme des Kastens.

Der Kasten ist auf 3 Seiten geschlossen; der Zugriff ist über die offene Oberseite möglich.

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	4-6254
Hersteller (Marke)	Cryomaster
EAN	4058072191795
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Breite	278 mm
Höhe	224 mm
Länge	705 mm
Tiefe	705 mm
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer Gefrierschrank/ - truhe Kühlschrank
Typ Einschub	Schrankkästen

