



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Cryomaster® Schrankgestell inkl. 16 Karton- Kryoboxen ohne Raster 133x133x50mm, 4 tief, 4 hoch

Sonderangebot

62,00 €

Normalpreis

128,10 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Die Cryomaster® Schrankgestelle zur Probenlagerung in Tiefkühlschränken.

Eine präzise Fertigung aus hochwertigem Edelstahl ermöglicht eine optimale Platzausnutzung bei maximaler Stabilität in Ihrem Freezer. Auf Vorder- und Rückseite des Schrankgestells befindet sich jeweils ein praktischer Klappgriff zur einfachen Entnahme. Die Fachmaße sind für die international gängigen Boxenmaße von 133 x 133 x 50 mm (L x B x H) geeignet.

Die Kapazität dieses Schrankgestells beträgt 16 Boxen (4 tief, 4 hoch).

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	4-6007
Hersteller (Marke)	Cryomaster
EAN	4058072087081
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Breite	544 mm
Breite/innen	138 mm
Höhe	220 mm
Höhe innen	55.0 mm
Länge	140 mm
Tiefe	140 mm
Anzahl Fächer in der Höhe	4
Anzahl Fächer in der Tiefe	4
Anzahl Fächer in der Länge	1
Kapazität	16
Länge innen	136 mm
Maximale Breite Box	133 mm
Maximale Höhe Box	50 mm
Maximale Länge Box	133 mm
Typ Einschub	Schrankgestelle für 50er Boxen
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer

