



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Cryomaster® Schrankgestell inkl. 20 Karton- Kryoboxen ohne Raster 133x133x50mm, 4 tief, 5 hoch

Sonderangebot

69,00 €

Normalpreis

148,00 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Die Cryomaster® Schrankgestelle zur Probenlagerung in Tiefkühlschränken.

Eine präzise Fertigung aus hochwertigem Edelstahl ermöglicht eine optimale Platzausnutzung bei maximaler Stabilität in Ihrem Freezer. Auf Vorder- und Rückseite des Schrankgestells befindet sich jeweils ein praktischer Klappgriff zur einfachen Entnahme. Die Fachmaße sind für die international gängigen Boxenmaße von 133 x 133 x 50 mm (L x B x H) geeignet.

Die Kapazität dieses Schrankgestells beträgt 20 Boxen (4 tief, 5 hoch).

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	4-6009
Hersteller (Marke)	Cryomaster
EAN	4058072087104
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Breite	544 mm
Breite/innen	138 mm
Höhe	275 mm
Höhe innen	55.0 mm
Länge	140 mm
Tiefe	140 mm
Länge innen	136 mm
Anzahl Fächer in der Höhe	5
Anzahl Fächer in der Tiefe	4
Anzahl Fächer in der Länge	1
Kapazität	20
Maximale Breite Box	133 mm
Maximale Höhe Box	50 mm
Maximale Länge Box	133 mm
Typ Einschub	Schrankgestelle für 50er Boxen
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer

