



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Cryomaster® Schrankgestell f. 50erBox, 3x4 Fächer, 142 x 426 x 224 mm

Sonderangebot

99,00 €

Normalpreis

148,50 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Für alle Boxen mit den Außenmaßen 136 x 136 x 53 mm (B x T x H).

Passend z.B. für die neolab-Boxen 2-2695 ff, 2-1916, 2-2900 oder 7-8030 ff.

Grundmaß: 142 mm Breite

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-2742
Hersteller (Marke)	Cryomaster
EAN	4058072068790
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Breite	426 mm
Breite/innen	140 mm
Höhe	224 mm
Höhe innen	55.0 mm
Länge	142 mm
Tiefe	142 mm
geeignet für	Kästen/Boxen
Länge innen	140 mm
Gestelle Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar
Anzahl Fächer in der Höhe	4
Anzahl Fächer in der Tiefe	3
Anzahl Fächer in der Länge	1
geeignet für Kühlung in	Kühlschrank Gefrierschrank/ -truhe Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer Stickstoffbehälter
Maximale Breite Box	136 mm
Maximale Höhe Box	53 mm
Maximale Länge Box	136 mm
Typ Einschub	Schrankgestelle für 50er Boxen

