



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Cryomaster® Truhengestell inkl. 10 Karton- Kryoboxen ohne Raster 133x133x50mm

Sonderangebot

49,00 €

Normalpreis

73,50 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Die Cryomaster® Truhengestelle zur Probenlagerung in Tiefkühltruhen.

Eine präzise Fertigung aus hochwertigem Edelstahl ermöglicht eine optimale Platzausnutzung bei maximaler Stabilität in Ihrem Freezer. Der integrierte Haltestab verhindert ein Rausfallen der Boxen aus dem Truhengestell. An der Oberseite des Truhengestells befindet sich ein praktischer Klappgriff zur einfachen Entnahme. Die Fachmaße sind für die international gängigen Boxenmaße von 133 x 133 x 50 mm (L x B x H) geeignet.

Die Kapazität dieses Truhengestells beträgt 10 Boxen.

Zusätzliche Informationen

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Art.-Nr. | 4-6002 |
| Hersteller (Marke) | Cryomaster |
| EAN | 4058072087036 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Farbe | silber |
| Material | Edelstahl |
| Breite | 140 mm |
| Breite/innen | 138 mm |
| Höhe | 550 mm |
| Höhe innen | 55.0 mm |
| Länge | 140 mm |
| Tiefe | 140 mm |
| Länge innen | 138 mm |
| Anzahl Fächer in der Höhe | 10 |
| Anzahl Fächer in der Tiefe | 1 |
| Anzahl Fächer in der Länge | 1 |
| geeignet für Kühlung in | Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer |
| Maximale Breite Box | 135 mm |
| Maximale Höhe Box | 50 mm |
| Maximale Länge Box | 135 mm |
| Typ Einschub | Truhengestelle für 50er Boxen |

