

Cryomaster® chest rack for 11 cryoboxes 133 x 133 x 50 mm (L x W x H) PDF



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Cryomaster® chest rack for 11 cryoboxes 133 x 133 x 50 mm (L x W x H)

Sonderangebot

52,00 €

Normalpreis

92,00 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Die Cryomaster® Truhengestelle zur Probenlagerung in Tiefkühltruhen.

Eine präzise Fertigung aus hochwertigem Edelstahl ermöglicht eine optimale Platzausnutzung bei maximaler Stabilität in Ihrem Freezer. Der integrierte Haltestab verhindert ein Rausfallen der Boxen aus dem Truhengestell. An der Oberseite des Truhengestells befindet sich ein praktischer Klappgriff zur einfachen Entnahme. Die Fachmaße sind für die international gängigen Boxenmaße von 133 x 133 x 50 mm (L x B x H) geeignet.

Die Kapazität dieses Truhengestells beträgt 11 Boxen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	4-6003
Hersteller (Marke)	Cryomaster
EAN	4058072087043
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	silber
Material	Edelstahl
steril	Nein
Breite	140 mm
Breite/innen	138 mm
Höhe	605 mm
Höhe innen	55.0 mm
Länge	140 mm
Tiefe	140 mm
Anzahl Fächer in der Höhe	11
Anzahl Fächer in der Tiefe	1
Anzahl Fächer in der Länge	1
Kapazität	11
Länge innen	138 mm
Maximale Breite Box	135 mm
Maximale Höhe Box	50 mm
Maximale Länge Box	135 mm
Typ Einschub	Truhengestelle für 50er Boxen
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer

