



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Cryomaster® Truhengestell f. 50er Box, 8 Fächer, 141 x 141 x 446 mm

78,00 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

Für alle Boxen mit den Außenmaßen bis 136 x 136 x 53 mm (B x T x H).

Speziell gefertigt für die neoLab-Kryo-Kartonbox (Bestell-Nr. 2-2695 ff.).
Auch passend für die Bestell-Nr. 2-1916, 2-2700, 2-2900 oder 7-8030 ff.

Grundmaße: 141 x 141 mm (B x T)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-8513
Hersteller (Marke)	Cryomaster
EAN	4058072010409
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Breite	141 mm
Breite/innen	140 mm
Höhe	446 mm
Höhe innen	58.0 mm
Länge	141 mm
Tiefe	141 mm
geeignet für	Kästen/Boxen
Länge innen	140 mm
Anzahl Fächer in der Höhe	8
Anzahl Fächer in der Tiefe	1
Anzahl Fächer in der Länge	1
geeignet für Kühlung in	Kühlschrank Gefrierschrank/ -truhe Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer Stickstoffbehälter
Maximale Breite Box	136 mm
Maximale Höhe Box	53 mm
Maximale Länge Box	136 mm
Typ Einschub	Truhengestelle für 50er Boxen

