











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : DE 143 450 657



# neoStapelRack® Rack zum Aufeinanderstecken, weiß

6,70 € Ab 5,89 € zzgl. MwSt & Versand

## **Product Images**



## **Beschreibung**

#### Einzelelement für neoStapelRack®

Passend für die gängigen Standard-Kryo-Lagerboxen mit 50-53 mm Höhe.

An den Seitenwänden und am Boden sind große Öffnungen zur besseren Kälte- oder Wärme-Übertragung. Jede Stapelplattform hat vorne eine halbmondförmige Aussparung zur leichteren Entnahme der Lagerboxen.

#### Maße Grundelement außen:

146 x 150 x 58 mm (B x T x H)

#### Maße Grundelement innen:

140 x 147 x 55 mm

Material: PC weiß, autoklavierbar

Temperaturbeständig von -130°C bis +130°C

## Zusätzliche Informationen

ArtNr.	2-2999
Hersteller (Marke)	neoStapelRack
EAN	4058072000110
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Material	Polycarbonat (PC)
Breite	150 mm
Breite/innen	140 mm
Höhe	58 mm
Höhe innen	55.0 mm
Länge	146 mm
Tiefe	146 mm
geeignet für	Kästen/Boxen
Länge innen	147 mm
Gestelle Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar
TBST MAX	130 °C
TBST MIN	-130 °C
Anzahl Fächer in der Höhe	1
Anzahl Fächer in der Tiefe	1
Anzahl Fächerin der Länge	1
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer
Maximale Breite Box	140 mm
Maximale Höhe Box	53 mm
Maximale Länge Box	147 mm

