



neoLab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657




## neoStapelRack® Rack zum Aufeinanderstecken, weiß

6,70 € Ab

5,89 €

zzgl. MwSt &  
Versand

### Product Images



## Beschreibung

---

### **Einzelement für neoStapelRack®**

Passend für die gängigen Standard-Kryo-Lagerboxen mit 50-53 mm Höhe.

An den Seitenwänden und am Boden sind große Öffnungen zur besseren Kälte- oder Wärme-Übertragung.

Jede Stapelplattform hat vorne eine halbmondförmige Aussparung zur leichteren Entnahme der Lagerboxen.

### **Maße Grundelement außen:**

146 x 150 x 58 mm (B x T x H)

### **Maße Grundelement innen:**

140 x 147 x 55 mm

**Material:** PC weiß, autoklavierbar

Temperaturbeständig von -130°C bis +130°C

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-2999
Hersteller (Marke)	neoStapelRack
EAN	4058072000110
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Material	Polycarbonat (PC)
Breite	150 mm
Breite/innen	140 mm
Höhe	58 mm
Höhe innen	55.0 mm
Länge	146 mm
Tiefe	146 mm
geeignet für	Kästen/Boxen
Gestelle Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar
Anzahl Fächer in der Höhe	1
Anzahl Fächer in der Tiefe	1
Anzahl Fächer in der Länge	1
Kapazität	1
Länge innen	147 mm
Maximale Breite Box	140 mm
Maximale Höhe Box	53 mm
Maximale Länge Box	147 mm
TBST MAX	130 °C
TBST MIN	-130 °C
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer

