



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® 4-Seiten-Flipper Rack Gr. 1, blau

**27,50 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Alle Seiten des Racks sind individuell nutzbar.

autoklavierbar, temperaturbeständig von -90°C bis +121°C.

Material: Polypropylen

Maße: 197 x 95 x 115 mm (L x T x H)

### Flipper-Rack I

8 Bohrungen 30 mm Ø

20 Bohrungen 20 mm Ø

24 Bohrungen 17 mm Ø

40 Bohrungen 13 mm Ø

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-2773
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072069001
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	blau
Material	Polypropylen (PP)
Breite	95 mm
Höhe	115 mm
geeignet für	variable Anwendungen
Racks Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar mit besonderer chemikalischer Beständigkeit inkubatorgeeignet für verschiedene Gefäßtypen/Volumina
Anzahl Etagen	1
für Gefäße mit Volumen bis	50 ml 30 ml 15 ml 2 ml
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe
Plätze (BxL)	variabel
Typ Gestell	Kombi-Rack für verschiedene Gefäße und Volumina
für Gefäße mit DM bis	13.0 mm 17.0 mm 20.0 mm 30.0 mm
für Mikrogefäß-/Röhrchenform	für alle Formen
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße Zentrifugenröhrchen Reagenzgläser/ Röhrchen

