neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.de Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 143 450 657



neoLab® Adapt-a-rackTM, POM, blau

Artikelbilder



Beschreibung

neoLab-Adapt-a-Rack™ – ein Gestell für unterschiedliche Röhrchengrößen. Das flexible Gestell ist geeignet für 4 Röhrchen mit einem Durchmesser von 12 bis 30 mm (5 ml - 50 ml). Durch die spezielle Halterung werden die Röhrchen absolut gerade gehalten. Die einzelnen Gestelle können miteinander verbunden werden. Durch das offene Design kann die Beschriftung der Röhrchen sehr gut abgelesen werden.

Gestellgröße: 18 x 5,5 x 7,5 cm (LxBxH)

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	2-6627
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072008239
Farbe	blau
Material	Polyoxymethylen (POM)
Breite	55 mm
Höhe	75 mm
Racks Eigenschaften	für verschiedene Gefäßtypen/Volumina
Anzahl Etagen	1
für Gefäße mit Volumen bis	5 ml 50 ml
geeignet für Kühlung in	Kühlschrank
Plätze (BxL)	2 x 4
Typ Gestell	Kombi-Rack für verschiedene Gefäße und Volumina
für Gefäße mit DM bis	12.0 mm 30.0 mm
für Mikrogefäß-/Röhrchenform	für alle Formen

