



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Adapt-a-rack™, POM, gelb

18,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

neoLab-Adapt-a-Rack™ – ein Gestell für unterschiedliche Röhrchengrößen. Das flexible Gestell ist geeignet für 4 Röhrchen mit einem Durchmesser von 12 bis 30 mm (5 ml – 50 ml). Durch die spezielle Halterung werden die Röhrchen absolut gerade gehalten.

Die einzelnen Gestelle können miteinander verbunden werden. Durch das offene Design kann die Beschriftung der Röhrchen sehr gut abgelesen werden.

Gestellgröße: 18 x 5,5 x 7,5 cm (LxBxH)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-6630
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072008260
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	gelb
Material	Polyoxymethylen (POM)
Breite	55 mm
Höhe	75 mm
Racks Eigenschaften	für verschiedene Gefäßtypen/Volumina
Anzahl Etagen	1
für Gefäße mit Volumen bis	5 ml 50 ml
geeignet für Kühlung in	Kühlschrank
Plätze (BxL)	2 x 4
Typ Gestell	Kombi-Rack für verschiedene Gefäße und Volumina
für Gefäße mit DM bis	12.0 mm 30.0 mm
für Mikrogefäß-/Röhrchenform	für alle Formen

