



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Brand Reagenzglasgestelle, PP, für 84 Röhrchen bis Durchmesser 13 mm, blau

17,49 € Ab

13,45 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Blaues Gestell aus Polypropylen, standfest auch in bewegtem Wasser.
Alphanumerische Reihencodierung zur besseren Identifizierung der Gläser.
Die Gestelle werden gefaltet geliefert und sind leicht zusammenzustecken.
Stapelbar

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-1254
Hersteller (Marke)	Brand
alte neoLab ArtikelNr.	6-2520
EAN	4058072206338
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	blau
Material	Polypropylen (PP)
Breite	126 mm
Höhe	75 mm
geeignet für	variable Anwendungen
Racks Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar mit besonderer chemikalischer Beständigkeit inkubatorgeeignet für verschiedene Gefäßtypen Voluminalphanumerisch codiert
Anzahl Etagen	1
Fachgröße	13 x 13 mm
Plätze (BxL)	6 x 14
Typ Gestell	Reagenzglasgestell
für Gefäße mit DM bis	13.0 mm
für Mikrogefäß-/Röhrchenform	für alle Formen
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reagenzgläser/ Röhrchen Zentrifugenröhrchen
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe

