



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657




## Brand Reagenzglasgestelle, PP, für 84 Röhrchen bis Durchmesser 13 mm, rot

17,49 € Ab

13,45 €

zzgl. MwSt &  
Versand

### Product Images



## Beschreibung

---

Rotes Gestell aus Polypropylen, standfest auch in bewegtem Wasser.  
Alphanumerische Reihencodierung zur besseren Identifizierung der Gläser.  
Die Gestelle werden gefaltet geliefert und sind leicht zusammenzustecken.  
Stapelbar

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-1255
Hersteller (Marke)	Brand
alte neoLab ArtikelNr.	6-2510
EAN	4058072206345
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	rot
Material	Polypropylen (PP)
Breite	126 mm
Höhe	75 mm
geeignet für	variable Anwendungen
Racks Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar mit besonderer chemikalischer Beständigkeit inkubatorgeeignet für verschiedene Gefäßtypen Voluminalphanumerisch codiert
Anzahl Etagen	1
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe
Fachgröße	13 x 13 mm
Plätze (BxL)	6 x 14
Typ Gestell	Reagenzglasgestell
für Gefäße mit DM bis	13.0 mm
für Mikrogefäß-/Röhrchenform	für alle Formen
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reagenzgläser/ Röhrchen Zentrifugenröhrchen

