



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Brand Reagenzglasgestelle, PP, für 32 Röhrchen bis Durchmesser 25 mm, weiß

17,49 € Ab

13,45 €

zzgl. MwSt &  
Versand

### Product Images



## Beschreibung

---

Weißes Gestell aus Polypropylen, standfest auch in bewegtem Wasser.  
Alphanumerische Reihencodierung zur besseren Identifizierung der Gläser.  
Die Gestelle werden gefaltet geliefert und sind leicht zusammenzustecken.  
Stapelbar

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-1264
Hersteller (Marke)	Brand
alte neoLab ArtikelNr.	6-2503
EAN	4058072206413
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Weiß
Material	Polypropylen (PP)
Breite	126 mm
Höhe	88 mm
geeignet für	variable Anwendungen
Racks Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar mit besonderer chemikalischer Beständigkeit inkubatorgeeignet für verschiedene Gefäßtypen/Volumina alphanumerisch codiert
Anzahl Etagen	1
Fachgröße	25 x 25 mm
Plätze (BxL)	4 x 8
Typ Gestell	Reagenzglasgestell
für Gefäße mit DM bis	25.0 mm
für Mikrogefäß-/Röhrchenform	für alle Formen
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reagenzgläser/ Röhrchen Zentrifugenröhrchen
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe

